

## BESTÄLLNING RULLSTOLCYKEL/ARMBIKE KIT 2015

Armbike kittet har 20" drivhjul, 8växld, handbroms, ringklocka, reflex och färgen är svart. När man kopplar en cykel till en rullstol har man den största vikten/tyngden över rullstolens bakhjul, vilket innebär att vikten över framhjulet/drivhjulet är litet som i sin tur innebär att cykeln slirar lätt. Du kan flytta fram tyngdpunkten genom att justera tillbaka rullstols hjulen maximalt (om du har en sådan rullstol). Justera upp ryggstödet mera rakt. Lägga en dyna/kudde bakom ryggen när du cyklar. Luta dig framåt är också bra vid tillfälliga lösningar. Använd bälte för max kraft och fart. Max vikt förare 95kg

x	Art.nr	Artikel	Pris
	061	Armbike kit	13200kr
			Moms 3300kr
			Summa 16500kr

Rullstolens namn och typ:.....

Mät bredden där fästena 1 ska sitta (se sid 2)= .....cm

Mät bredden där fästena 2 ska sitta (se sid 2)= .....cm

Mät diameter på ramen/rören där fästena 1 ska sitta=.....mm


Mät diameter på ramen/rören där fästena 2 ska sitta=.....mm

Tex. Panthera rullstolar har 19mm

OBS: Vid plattovala rör mät både den breda och den smalaste sidan.

Plattovala rör breda sidan=.....mm

Plattovala rör smala sidan=.....mm



Plattovala rör

ÖVRIGT:

Namn:

Adress:

Post nr och ort:

Tfn:

Mail:

Mobil:

Person nr och underskrift:

Ort, Datum:

**BESTÄLLARE/BETALARE Vid beställning: fyll i och skicka in till Fa: Armbike**

Ett års garanti, gäller fabrikations fel. Se datum + 1 år / Garanti regler:

Alla rörliga delar i drivsystemet så som kedja drev mm ska hållas ren och smörjas in med fett eller olja. Cykeln är avsedd för vanlig cykel miljö och får inte utsättas för yttre våld. Cykeln får inte framföras så att den riskerar att välta. Cykeln får inte framföras så att man riskerar köra på människor, djur eller andra föremål. Kontrollera så ingenting sitter löst före användning av cykeln. Om så är fallet får cykeln inte användas innan felet har åtgärdas. Alla hjul ska vara i backen/marken under körning. Fel som uppstår på grund av felaktig användning och skötsel står köparen för. Köparen står för alla transporter/frakter som uppkommer. Köparen har fullt ansvar för sin egen rullstol och för vad som gäller montering av produkter/delar på rullstolen. Firma Armbike tar inget ansvar för rullstolen.

Ångerköp (10dagar) av använt kit debiteras en avgift på 25% av priset, eftersom ett använt kit kan endast säljas som begagnad.

Ångerköp av öppnad kartong debiteras ingen avgift.